

Thermometer, die intelligente Art, die Temperatur zu messen

Die innovativen Vorteile des Thermometers umfassen das kleinste, flexibelste, bequemste, intelligenteste, automatische, wiederverwendbare, genaue und voll ausgestattete Thermometer, das die Achseltemperatur in Echtzeit kontinuierlich und ferngesteuert über Bluetooth zum intelligenten Gerät überwatchen kann.

WAS IST ENTHALTEN



GERÄTEGRAFIK




- Grünes Licht — Normale Betriebsfunktion
- Oranges Licht — Niedriger Batteriestand
- Kein Licht — Herunterfahren
- Oranges Licht blinkt zweimal — Strom zu niedrig / Ausschalten

LADEVORGANGSANLEITUNG

Ladeanzeige am Ladegerät

- Grünes Licht — Bereit zum Aufladen / Vollständig aufgeladen
- Oranges Licht — Wird aufgeladen



- Öffnen Sie das Ladegerät und legen Sie das Thermometer hinein.
Die beiden Ladeanschlüsse sind sicher mit den Ladekontakten verbunden.
- Schließen Sie das Ladegerät und stecken Sie das Kabel in den PC/AC-DC-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Es wird nicht empfohlen, das Thermometer längere Zeit im eingesteckten Ladegerät zu lassen, um Schäden am Lithium-Akku durch übermäßiges Aufladen zu vermeiden.

GEBRAUCHSINFORMATION (VORGESEHENES ZIEL)

Das Thermometer ist ein batteriebetriebenes elektronisches Gerät, das dazu bestimmt ist, die menschliche Achseltemperatur kontinuierlich über die drahtlose Übertragung des Messergebnisses zu messen und zu überwachen. Dieses System ist wiederverwendbar und zur Überwachung der Achseltemperatur bei Personen über zwei Jahren vorgesehen. Die Temperaturdaten des Geräts sind nicht dazu bestimmt, ärztliche Ratschläge, Diagnosen oder Behandlungsempfehlungen zu ersetzen. Das Thermometer kann zu Hause und in Gesundheitseinrichtungen verwendet werden.

Das Thermometer ist von den jeweiligen Regulierungsbehörden in jedem Bereich zugelassen und kann in den USA, Australien, Taiwan und Malaysia bei Säuglingen und Kindern unter 2 Jahren verwendet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Aufgrund der Vielfalt der physiologischen Bedingungen kann das Gerät bei einigen bestimmten Personen möglicherweise nicht einwandfrei funktionieren. Diese Anleitung wurde gemäß den verfügbaren Informationen verfasst und die Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG


Stellen Sie sicher, dass das Thermometer vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist.

- Laden Sie die App aus dem App Store oder Play Store herunter.
- Erstellen und melden Sie sich in einem Konto an.
- Drücken Sie die Taste für 1 Sekunde und die grüne Lampe blinkt auf, um das Thermometer einzuschalten.

- Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um das Thermometer und die App zu verbinden. Anschließend verbindet sich die App automatisch über Bluetooth mit dem Thermometer.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem intelligenten Gerät aktiviert ist.

- Reinigen Sie den Achselbereich und halten Sie ihn trocken. Tragen Sie das medizinische Klebeband auf die Sensorseite des Thermometers auf. Reißen Sie das Abdeckpapier ab und kleben Sie das Thermometer unter die Achsel.
Hinweis: Für die beste Messposition lassen Sie bitte Ihren Arm natürlich herunterhängen und platzieren Sie das Thermometer nah am oberen Rand der Achselhöhle mit der Taste nach hinten zum Körper.

- Beginnen Sie mit der Erfassung der Körpertemperatur in der App. Es dauert etwa 5-10 Minuten, bis die Messung eine stabile Körpertemperatur erreicht.
- Nach der Verwendung drücken Sie die Taste 4 Sekunden lang, um das Thermometer auszuschalten, und befolgen Sie den REINIGUNGS- UND DESINFIZIERUNGSPROZESS.



REINIGUNGS- UND DESINFIZIERUNGSPROZESS

Nach Gebrauch befolgen Sie bitte diese Schritte, um das Thermometer zu reinigen.

- Entfernen Sie das medizinische Klebeband vom Gerät.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts wiederholt mit einem sauberen Tuch ab, bis keine sichtbaren Rückstände oder Schmutz mehr vorhanden sind.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit 70%igem Isopropylalkohol oder 75%igem Ethanol-Alkoholluftspren (nicht enthalten) ab. Warten Sie einige Sekunden oder föhnen Sie es trocken.
- Bewahren Sie das Gerät immer im Ladegerät auf.

Intelligenter Temperatursensor

Produktname	Intelligenter Temperatursensor
Modellnummer	STP-MB01-1
Messbereich	77-113 °F (25-45 °C)
Anzeigeauflösung	0.01 °F (±0.01 °C)
Genauigkeit	0.09 °F (±0.05 °C)
Messort	Achselhöhle
Kompatible Geräte	iOS- oder Android-Gerät mit Bluetooth 4.0 und höher
Kommunikationsreichweite	Bis zu 15 Fuß (bis zu 5 Meter), wenn auf die Achselhöhle aufgetragen
Datenubertragungsfrequenz	Temperaturmessung alle 10 Sekunden
Reaktionszeit	Das Thermometer benötigt bis zu 5 Minuten, um eine stabile Messung zu erreichen
Ein- / Ausschalten	Dünner Folientaster
Stromquelle	Wiederaufladbarer Akku 3,7V/10mAh
Betriebszeit	Bis zu 3624 Stunden
Ladezeit	Bis zu 2,5 Stunden
Empfohlene maximale Tragezeit	24 Stunden
Batteriestatusanzeige	Batterianzeige und LED
Statusanzeige	Zweifarbige Ladegeräte-LED
Abmessung	Länge: 28,5 mm, Breite: 26,8 mm, Dicke: 3,52 mm
Gewicht	3,6 g
Wasser- und Staubschutz	IP67
Biokompatibilität	Doppelseitiges medizinisches Klebeband
Sicherheitsanforderung	Nicht explosiv, nicht entflammbar, nicht erhitzend
Standards	EN 12470-4, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-6, IEC60601-1-11, IEC / EN 62366, ISO 10993, ASTM E1112, ISO 80601-2-56, EN 62304
Radio- und EMV-Standards / Vorschriften	Bluetooth 4.0, entspricht CE-R&TTE, FCC Teil 15, SRRC, NCC LP0002, Teleg regulatory Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), RED 2014/53/EU
Betriebs- und Lagerumgebung	Betrieb: 41113 °F (545 °C)/1595%RH (nicht kondensierend) Lagerung: -4131 °F (-2055 °C)/1595%RH (nicht kondensierend)
Produktshelfe	24 Monate

ARNHINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie das Thermometer verwenden. Das Nichtbefolgen dieser Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann zu ungenauen Temperaturmessungen führen, die Behandlung verzögern und möglicherweise das Gerät beschädigen.

- VERWENDEN SIE das Thermometer NICHT für andere Zwecke als die Messung der Körpertemperatur des Menschen.
- BIEGEN, VERDREHEN, DRÜCKEN oder HÄMMERN Sie das Thermometer NICHT übermäßig.
- VERSUCHEN SIE NICHT, das Thermometer auseinanderzunehmen oder mit scharfen Werkzeugen zu durchstechen.
- VERBINDEN SIE die Ladeanschlüsse des Thermometers NICHT mit leitenden Materialien, ein Kurzschluss könnte das Gerät beschädigen.
- TAUCHEN SIE das Thermometer NICHT in Wasser oder Desinfektionsmittel ein und vermeiden Sie das Tragen in Badewannen oder unter der Dusche.
- SCHLUCKEN SIE das Thermometer NICHT.
- Die Geräteeinrichtung sollte von Erwachsenen durchgeführt werden. Bewahren Sie das Thermometer an einem Ort auf, der für Kinder unter 5 Jahren unzugänglich ist.
- Vermeiden Sie die Nähe von Feuer, Wärmequellen und elektromagnetischer Strahlung wie Mikrowellen, Radiowellen, Röntgenstrahlen, Gammastrahlen und CT-Scans.
- Wenn das medizinische Klebeband Hautreizungen oder allergische Reaktionen verursacht und anhält, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

FÜR DAS BESTE BENUTZERERLEBNIS

- Befolgen Sie nach der Verwendung den REINIGUNGS- UND DESINFIZIERUNGSPROZESS.
- Befestigen Sie das Thermometer an sauberer und trockener Haut, idealerweise in der Achselhöhle.
- Halten Sie den Arm eng am Körper, um die Stabilisierungszeit und Genauigkeit zu verkürzen.
- Bewegung und körperliche Aktivität können zu einer instabilen Körpertemperatur führen. Es wird empfohlen, es im Ruhezustand und während des Schlafes zu verwenden.
- Das medizinische Klebeband ist ein Einwegverbrauchsmaterial, das empfohlen wird, es auszutauschen, wenn die Klebrigkeit nicht verbessert wird.
- Übermäßiges Schwitzen und Haarwuchs beeinträchtigen die Haftung des medizinischen Klebebands. Es wird empfohlen, gegebenenfalls eine moderate Haarentfernung vorzunehmen. Wenn übermäßiges Schwitzen die Haftung beeinträchtigt, trocknen Sie die Achselhöhle und ersetzen Sie das Klebeband.
- Um die Batterielebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, das Thermometer mindestens einmal alle 6 Monate aufzuladen.
- Für die beste Überwachungsqualität halten Sie das Smart Device so nah wie möglich am Thermometer.
- Es wird empfohlen, dass Benutzer das iOS- und Android-System auf die neueste Version aktualisieren.

Fehlerbehebung

Kann das Thermometer nicht mit dem Smart-Gerät verbinden

Mögliche Ursachen	Lösung
Bluetooth-Funktion auf dem Gerät ist nicht eingeschaltet	Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem Smart-Gerät aktiviert und funktioniert.
Das Thermometer ist möglicherweise nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Taste, um es zu aktivieren, und stellen Sie sicher, dass die Batterieanzeige normal blinkt.
Der Akku ist fast leer	• Wenn die Batterieanzeige zweimal kurz hintereinander orange blinkt und dann das Gerät ausgeschaltet wird, ist das Thermometer sehr schwach. Bitte laden Sie das Thermometer vollständig auf. • Wenn keine Batterieanzeige auf dem Thermometer angezeigt wird, laden Sie es bitte 30 Minuten lang auf und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste entsprechend. Kontaktieren Sie uns für weitere Anweisungen, falls dies immer noch nicht gelingt.
Binden Sie das Thermometer mit den Bluetooth-Einstellungen des Geräts	Binden Sie das Thermometer mit der heruntergeladenen App aus dem App Store oder Google Play.
Fehlerbehebung beim Verbindungsprozess	• Bewegen Sie das Gerät näher an das Thermometer heran. • Wenn das Thermometer bereits mit einem anderen Benutzer verbunden wurde, versuchen Sie es erneut, nachdem der vorherige Benutzer das Thermometer freigegeben hat.
Das Thermometer könnte beschädigt sein	Wenn die Batterieanzeige auf dem Thermometer nicht leuchtet oder blinkt, kontaktieren Sie uns.

Verlust der Verbindung während der Überwachung

Mögliche Ursachen	Lösung
Außerhalb der Reichweite für eine gute Verbindung.	Bewegen Sie das Smart-Gerät näher an das Thermometer.
Hindernisse zwischen Thermometer und Smart-Gerät	Überprüfen Sie, ob es keine leitenden Hindernisse auf der Oberfläche des Thermometers oder zwischen dem Thermometer und dem Smart-Gerät gibt.
Position des Thermometers am Körper	Überprüfen Sie, ob die Position des Thermometers gemäß der Anleitung im "BETRIEBSLEITFADEN" korrekt ist.
Batterie fast leer	Bitte laden Sie das Thermometer vollständig auf.

Das Thermometer kann nicht aufgeladen werden

(Die Ladegeräte-LED bleibt GRÜN, aber die Batterianzeige zeigt eine niedrige Batterie)

Mögliche Ursachen	Mögliche Ursachen
Die Ladekontakte des Ladegeräts stimmen nicht mit den Ladeanschlüssen des Thermometers überein.	Stellen Sie sicher, dass die Kontakte korrekt ausgerichtet sind.
Die Batterie ist tiefentladen	Laden Sie das Thermometer weitere 30 Minuten auf, bis die Ladegeräte-LED von GRÜN auf ORANGE wechselt. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie bitte die FAQ oder kontaktieren Sie uns. HINWEIS: Um die Batterielebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, das Thermometer mindestens alle 6 Monate aufzuladen.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV) - TABELLE

Leitlinien und Herstellererklärung zu elektromagnetischen Immunität

Immunitätstest	IEC60601-Prüfniveau	Konformitätsniveau	Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien
	≥ 6 kV Kontakt ≥ 8 kV Luft	Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	Der Boden sollte aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn der Boden mit synthetischem Material bedeckt ist, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30% betragen.
Magnetfeld der Netzspannung (50/60 Hz) IEC61000-4-8	3 A/m	0,3 A/m	Das Magnetfeld der Netzspannung sollte an dem vorgesehenen Installationsort gemessen werden, um sicherzustellen, dass es ausreichend niedrig ist.
Abgestrahlte Hochfrequenz (RF) IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V/m	Tragbare und mobile Funkkommunikationsgeräte sollten sich nicht näher als der empfohlene Abstand, der mit der Gleichung für die Frequenz des Senders berechnet wird, an irgendeinem Teil von Temp Pal™, einschließlich Kabeln, befinden. Empfohlener Abstand: d = 1,2 √P d = 1,2 √P 800 MHz bis 800 MHz d = 2,3 √P 800 MHz bis 2,5 GHz Dabei ist P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Herstellers und d ist die empfohlene Abstand in Metern (m). Die Feldstärken von festen HF-Sendern, wie sie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt werden, sollten niedriger sein als der Konformitätspegel in jedem Frequenzbereich. Es kann in der Nähe von Geräten, die mit folgendem Symbol gekennzeichnet sind, zu Störungen kommen: ⚡
Anmerkung 1 : Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. Anmerkung 2 : Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.			
Die Feldstärken von gemischten Sendern wie Basisstationen für Funktelefone (Mobil-/Schnurlostelefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und TV-Rundfunk können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Zur Beurteilung der elektromagnetischen Umgebung aufgrund von festen HF-Sendern sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem Temp Pal™ verwendet wird, den anwendbaren RF-Konformitätspegel überschreitet, sollte Temp Pal® beachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung festgestellt wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie beispielsweise die Neuausrichtung oder Verlegung von Temp Pal®.			

Leitfaden und Herstellererklärung - Elektromagnetische Unverträglichkeit

Bewertete maximale Ausgangsleistung des Senders W	Abstand gemäß Senderfrequenz		
	150 kHz bis 80 MHz d = 1,2 √P	80 MHz bis 800 MHz d = 1,2 √P	800 MHz bis 2,5 GHz d = 2,3 √P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,36	0,36	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Für Sender mit einer maximalen Ausgangsleistung, die nicht oben aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennungsabstand d in Metern (m) mithilfe der Gleichung, die auf die Frequenz des Senders anwendbar ist, abgeschätzt werden, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Herstellerers ist.
HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.
HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen beeinflusst.

GARANTIE

Das Produkt ist ab dem Kaufdatum ein Jahr lang garantiert. Es deckt keine Schäden oder Abnutzung durch Unfälle, Missbrauch, gewerblichen Gebrauch oder unbefugte Anpassungen und Reparaturen ab.

Bitte senden Sie alle Rücksendungen an den Ort des ursprünglichen Kaufs. Bitte behalten Sie den Originalbeleg auf, da Sie möglicherweise gebeten werden, eine Kopie als Kaufnachweis vorzulegen.

Für weitere Informationen finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ) und kontaktieren Sie unsere lokalen Vertriebspartner.
support@cuboi.com

WARNHINWEISE

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts gemäß den FCC-Vorschriften ungültig machen.

IC STATEMENT

ISED Canada CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference, and 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This radio transmitter (IC: 24118-YYSMV1) has been approved by ISED Canada. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (IC: 24118-YYSMV1) a été approuvé par ISDE Canada. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement:
• This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
• The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.
• This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Betriebsweise verursachen können.

HINWEISE

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzen abgeben und bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu schädlichen Störungen im Funkverkehr führen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Interferenzen mit dem Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer dazu ermutigt, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die an einem anderen Stromkreis als der des Empfängers liegt.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

ETIKETTEN


Thermomètre, le moyen intelligent de mesurer la température

Les avantages du thermomètre innovant incluent un thermomètre minuscule, flexible, confortable, intelligent, automatique, réutilisable, précis et entièrement équipé, qui peut surveiller la température sous le bras en temps réel de manière continue et à distance via Bluetooth vers l'appareil intelligent.

CE QU'IL Y A À L'INTÉRIEUR



GRAPHIQUE DE L'APPAREIL



GUIDE DE CHARGE

LED du chargeur

- Lumière verte — Prêt à charger/Complètement chargé
- Lumière orange — En cours de chargement

1 Ouvrez le chargeur et placez le thermomètre à l'intérieur.

Les deux points de charge sont en contact sécurisé avec les broches de charge.

2 Fermez le chargeur et branchez le câble sur un PC/un adaptateur AC-DC (non inclus).



INDICATIONS D'UTILISATION (UTILISATION PRÉVUE)

Le thermomètre est un appareil électronique alimenté par batterie conçu pour mesurer et surveiller en continu la température sous l'aisselle humaine via la transmission sans fil du résultat de la mesure. Ce système est réutilisable et destiné à la surveillance de la température sous l'aisselle chez les personnes de plus de deux ans. Les données de température de l'appareil ne sont pas destinées à remplacer les conseils, diagnostics ou recommandations de traitement d'un médecin. Le thermomètre peut être utilisé à domicile et dans les centres de soins de santé.

Approuvé par les autorités réglementaires de chaque région, le thermomètre peut être utilisé chez les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans aux États-Unis, en Australie, à Taiwan et en Malaisie.

MENTION LÉGALE

En raison de la diversité des conditions physiologiques, l'appareil peut ne pas fonctionner parfaitement pour certaines personnes en particulier. Ce manuel est rédigé en fonction des informations disponibles et son contenu peut être modifié sans préavis. Les données de température de l'appareil ne sont pas destinées à remplacer les conseils, diagnostics ou recommandations de traitement d'un médecin.

GUIDE D'UTILISATION

Assurez-vous que le thermomètre est complètement chargé avant utilisation.

- Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Play Store.
- Créez un compte et connectez-vous.
- Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde et la lumière verte clignote pour allumer le thermomètre.

4 Suivez les instructions de l'application pour associer le thermomètre à l'application. Ensuite, l'application se connecte automatiquement au thermomètre via Bluetooth. Note : Assurez-vous que la fonction Bluetooth de l'appareil intelligent est activée.

5 Suivez la zone de l'aisselle et gardez-la sèche. Appliquez le ruban médical du côté capteur du thermomètre. Déchirez le papier de protection et collez le thermomètre sous l'aisselle.

Note : Pour obtenir la meilleure position de mesure, laissez votre bras pendre naturellement et placez le thermomètre près du bord supérieur de l'aisselle, le bouton faisant face vers l'arrière du corps.

6 Commencez le suivi de la température corporelle dans l'application. Il faut environ 5 à 10 minutes pour que la lecture atteigne une température corporelle stable.

7 Après utilisation, appuyez sur le bouton pendant 4 secondes pour éteindre le thermomètre et suivez le PROCESSUS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION.



Aisselle
Ligne médio-axillaire



PROCESSUS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

Après utilisation, suivez ces étapes pour nettoyer le thermomètre.

- Retirez le ruban adhésif médical de l'appareil.
- Essuyez la surface de l'appareil à plusieurs reprises avec un chiffon propre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débris ou de saleté visibles.
- Essuyez la surface de l'appareil avec des tampons d'alcool isopropylique à 70% ou d'alcool éthylique à 75% (non inclus). Attendez quelques secondes ou séchez à l'air.
- Conservez toujours l'appareil dans le chargeur.

SPÉCIFICATIONS

Nom du produit	Capteur de Température Intelligent
Numéro de modèle	STP-MB01-1
Plage de mesure	77-113 °F (25-45 °C)
Résolution de l'affichage	0.01 °F (±0.01 °C)
Précision	0.09 °F (±0.05 °C)
Emplacement de mesure	Aisselle
Appareils compatibles	Appareil iOS ou Android avec Bluetooth 4.0 et supérieur
Portée de communication	Jusqu'à 15 pieds (jusqu'à 5 mètres) lorsqu'il est appliqué sur l'aisselle
Fréquence de transmission des données	Mesure de la température toutes les 10 secondes
Temps de réponse	Le thermomètre met jusqu'à 5 minutes pour atteindre une lecture stable
Marche / Arrêt	Bouton en film mince
Source d'alimentation	Batterie rechargeable 3,7V/10mAh
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 24 heures
Temps de charge	Jusqu'à 2,5 heures
Temps de port continu maximal recommandé	24 heures
Indication du niveau de batterie	Indicateur de batterie et application
Indication d'état	LED de charge bicolore
Dimensions	Longueur : 28,5 mm, Largeur : 26,8 mm, Épaisseur : 3,52 mm
Poids	3,6 g
Résistance à l'eau et à la poussière	IP67
Biocompatibilité	Ruban médical double face
Exigences de sécurité	Non explosif, non inflammable, non chauffant
Normes	EN 12470-4, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-6, IEC60601-1-11, IEC / EN 62366, ISO 10993, ASTM E1112, ISO 80601-2-56, EN 62304
Normes / réglementations radio et CEM	Bluetooth 4.0, conforme à la CE-R&TTE, FCC part 15, SRRC, NCC LP0002, Directive de compatibilité électromagnétique réglementaire Telec (2014/30/UE), RED 2014/53/UE
Environnement de fonctionnement et de stockage	Fonctionnement : 41113 °F (545 °C)/1595%RH (non condensation) Stockage : -4131 °F (-2055 °C)/1595%RH (non condensation)
Durée de conservation du produit	24 mois

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Veillez lire les informations suivantes avant d'utiliser le thermomètre. Ne pas suivre ces avertissements et précautions pourrait entraîner des mesures de température inexacts, retarder le traitement et endommager éventuellement le dispositif.

- N'utilisez PAS le thermomètre à d'autres fins que la mesure de la température corporelle humaine.
- Ne pliez, ne tordez, ne serrez pas excessivement ou ne martelez pas le thermomètre.
- Ne tentez pas de démonter ou de percer le thermomètre avec des outils pointus.
- Ne reliez PAS les points de charge du thermomètre à des matériaux conducteurs, un court-circuit pourrait endommager le dispositif.
- N'immergez PAS le thermomètre dans l'eau ou un désinfectant, évitez de le porter dans un bain ou sous la douche.
- N'avalez PAS le thermomètre.
- La configuration de l'appareil doit être effectuée par des adultes. Conservez le thermomètre hors de la portée des enfants de moins de 5 ans.
- Évitez de vous approcher du feu, de sources de chaleur et de rayonnements électromagnétiques tels que les micro-ondes, les ondes radio, les rayons X, les rayons gamma et les scanners CT.
- Si le ruban médical provoque une irritation cutanée ou une réaction allergique persistante, veuillez contacter votre médecin.

POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE UTILISATEUR

- Suivez le PROCESSUS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION après utilisation.
- Fixez le thermomètre sur une peau propre et sèche, de préférence dans l'aisselle.
- Maintenez le bras serré contre le corps pour réduire le temps de stabilisation et améliorer la précision.
- L'exercice et les mouvements peuvent entraîner une température corporelle instable. Il est recommandé de l'utiliser au repos et pendant le sommeil.
- Le ruban médical est un consommable jetable, il est recommandé de le remplacer lorsque son adhérence ne s'améliore pas.
- La transpiration excessive et les poils peuvent affecter l'adhérence du ruban médical. Il est recommandé de faire une épilation modérée si nécessaire. Lorsque la transpiration excessive affecte l'adhérence, séchez l'aisselle et remplacez par un nouveau ruban médical.
- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger le thermomètre au moins une fois tous les 6 mois.
- Pour une meilleure qualité de surveillance, gardez l'appareil intelligent aussi près que possible du thermomètre.
- Il est recommandé aux utilisateurs de mettre à jour le système iOS et Android vers la dernière version.

DÉPANNAGE

Impossible de connecter le thermomètre à l'appareil intelligent

Causes possibles	Solution
La fonction Bluetooth de l'appareil n'est pas activée	Assurez-vous que la fonction Bluetooth de l'appareil intelligent est activée et fonctionnelle.
Le thermomètre peut ne pas être allumé	Appuyez sur le bouton pour l'activer et assurez-vous que l'indicateur de batterie clignote normalement.
Batterie presque déchargée	<ul style="list-style-type: none">Lorsque l'indicateur de batterie clignote deux fois en orange sur une courte période puis s'éteint, le thermomètre a un niveau de batterie très faible. Veuillez recharger complètement le thermomètre.Lorsqu'il n'y a pas d'indication de batterie sur le thermomètre, veuillez le charger pendant 30 minutes et appuyer sur le bouton d'alimentation de manière appropriée. Contactez-nous pour des instructions supplémentaires si cela ne fonctionne pas.
Associez le thermomètre aux paramètres Bluetooth de l'appareil	Associez le thermomètre à l'application téléchargée depuis l'App Store ou Google Play.
Dépannage du processus de liaison	<ul style="list-style-type: none">Approchez l'appareil plus près du thermomètre.Si le thermomètre a été associé à un autre utilisateur, veuillez réessayer après que l'utilisateur précédent ait libéré le thermomètre.
Le thermomètre pourrait être endommagé	Si l'indicateur de batterie sur le thermomètre ne s'allume pas ou ne clignote pas, contactez-nous.

Perte de connexion pendant la surveillance

Causes possibles	Solution
Hors de portée pour une bonne connexion	Rapprochez l'appareil intelligent du thermomètre.
Obstacles entre le thermomètre et l'appareil intelligent	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles conducteurs sur la surface du thermomètre ou entre le thermomètre et l'appareil intelligent.
Position du thermomètre sur le corps	Vérifiez que la position du thermomètre est conforme aux instructions du "GUIDE D'UTILISATION".
Batterie presque déchargée	Veuillez recharger complètement le thermomètre.

Le thermomètre ne peut pas être rechargé

(Le voyant du chargeur reste VERT, mais l'indicateur de batterie affiche une batterie faible)

Causes possibles	Solution
Les broches de chargement du chargeur ne sont pas alignées avec les points de charge du thermomètre.	Assurez-vous de bien aligner les contacts avec les broches de chargement.
La batterie est profondément déchargée	Continuez à charger pendant 30 minutes jusqu'à ce que la LED du chargeur passe du VERT à l'ORANGE. Si le problème persiste, veuillez consulter la FAQ ou nous contacter. REMARQUE : Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger le thermomètre au moins une fois tous les 6 mois.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Test d'immunité	Niveau de test IEC60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - Directives
Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV airt	Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts de matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Champ magnétique de fréquence secteur (50/60 Hz) IEC61000-4-8	3 A/m	0,3 A/m	Le champ magnétique de fréquence secteur doit être mesuré à l'emplacement d'installation prévu pour s'assurer qu'il est suffisamment faible.
RF rayonnée IEC 61000-4-3	3 V/m de 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	Tdistance de séparation recommandée. $d = 1,2 \sqrt{P}$ d = 1,2 √P de 80 MHz à 800 MHz d = 2,3 √P de 800 MHz à 2,5 GHz Où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur, et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les niveaux de champ provenant d'émetteurs RF fixes, tels que déterminés par une étude de site électromagnétique, 1 doivent être inférieurs au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences. 2 Les interférences peuvent survenir à proximité d'équipements marqués avec le symbole suivant : ⚡

Note 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s'applique.
Note 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion par les structures, les objets et les personnes.

Les niveaux de champ provenant de transmetteurs mixtes, tels que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur, la diffusion radio AM et FM et la diffusion TV, ne peuvent pas être prédits avec précision sur le plan théorique. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux transmetteurs RF fixes, une étude de site électromagnétique doit être envisagée. Si la force du champ mesurée à l'emplacement où Temp Pal ® est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, Temp Pal ® doit être observé pour vérifier un fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou la relocalisation de Temp Pal ®.

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Puissance de sortie maximale évaluée de l'émetteur W	Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur		
	150 kHz à 80 MHz d = 1,2 √p	80 MHz à 800 MHz d = 1,2 √p	800 MHz à 2,5 GHz d = 2,3 √p
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,36	0,36	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas répertoriée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.
REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s'applique.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes

GARANTIE

Le produit est garanti un an à partir de la date d'achat. Cela ne couvre pas les dommages ou l'usure résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une utilisation commerciale ou d'un ajustement et d'une réparation non autorisés.
Veuillez adresser tous les retours à l'endroit de l'achat d'origine. Veuillez conserver le reçu d'origine car il peut vous être demandé de fournir une copie comme preuve d'achat.
Pour obtenir un service client, veuillez consulter les FAQ et contacter nos distributeurs locaux.
support@cuboai.com

AVERTISSEMENTS

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner cet équipement conformément aux réglementations de la FCC.

IC STATEMENT

ISED Canada CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference, and 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This radio transmitter (IC: 24118-YYSMV1) has been approved by ISED Canada. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (IC: 24118-YYSMV1) a été approuvé par ISDE Canada. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement:

- This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un dysfonctionnement indésirable.

REMARQUES

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites des dispositifs numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ÉTIQUETTES

Termometro, il modo intelligente di misurare la temperatura

I vantaggi del termometro innovativo includono il termometro più piccolo, flessibile, confortevole, intelligente, automatico, riutilizzabile, preciso e dotato di tutte le funzioni, che può monitorare la temperatura ascellare in tempo reale in modo continuo e a distanza tramite Bluetooth al dispositivo intelligente.

COSA CONTIENE



GRAFICO DEL DISPOSITIVO



GUIDA ALLA RICARICA


LED del caricatore

- **Luce verde** — Pronto per la ricarica / Completamente carico
- **Luce arancione** — Ricarica in corso

1 Apri il caricatore e inserisci il termometro. I due punti di ricarica sono a contatto sicuro con i pin di ricarica.

2 Chiudi il caricatore e collega il cavo a un PC / a un adattatore AC-DC (non incluso).

LED del caricatore



Sensori di carica

Nota: Non è consigliabile lasciare il termometro nel caricatore collegato per un periodo prolungato per evitare danni alla batteria al litio dovuti a una ricarica eccessiva.

INDICAZIONI PER L'USO (UTILIZZO PREVISTO)

Il termometro è un dispositivo elettronico a batteria destinato a misurare e monitorare continuamente la temperatura ascellare umana tramite la trasmissione wireless del risultato della misurazione. Questo sistema è riutilizzabile e destinato al monitoraggio della temperatura ascellare nelle persone di età superiore ai due anni. I dati di temperatura del dispositivo non sono destinati a sostituire consigli, diagnosi o raccomandazioni di trattamento da parte del medico. Il termometro può essere utilizzato a casa e nei centri di assistenza sanitaria. Approvato dalle Autorità di regolamentazione di ciascuna area, il termometro può essere utilizzato su neonati e bambini di età inferiore ai 2 anni negli Stati Uniti, in Australia, a Taiwan e in Malaysia.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

A causa della diversità delle condizioni fisiologiche, il dispositivo potrebbe non funzionare perfettamente per alcune persone in particolare. Questo manuale è redatto in base alle informazioni disponibili e il suo contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. I dati di temperatura del dispositivo non sono destinati a sostituire consigli, diagnosi o raccomandazioni di trattamento da parte di un medico.

GUIDA D'USO

Assicurarsi che il termometro sia completamente carico prima dell'uso.

- 1 Scaricare l'applicazione dall'App Store o dal Play Store.
- 2 Creare e accedere a un account.
- 3 Premere il pulsante per 1 secondo e la luce verde lampeggia per accendere il termometro.
- 4 Seguire le istruzioni nell'app per collegare il termometro all'applicazione.

Successivamente, l'app si conatterà automaticamente al termometro tramite Bluetooth.


Nota: Assicurarsi che la funzione Bluetooth del dispositivo intelligente sia abilitata.

- 5 Pulire l'area dell'ascella e mantenerla asciutta. Applicare il nastro adesivo medico sul lato del sensore del termometro. Strappare la carta protettiva e attaccare il termometro all'ascella.

Nota: Per ottenere la migliore posizione di misurazione, lasciare cadere naturalmente il braccio e posizionare il termometro vicino al bordo superiore dell'ascella con il pulsante rivolto verso la parte posteriore del corpo.

- 6 Iniziare a monitorare la temperatura corporea nell'applicazione. Ci vogliono circa 5-10 minuti perché la lettura raggiunga una temperatura corporea stabile.

- 7 Dopo l'uso, premere il pulsante per 4 secondi per spegnere il termometro e seguire la procedura di PULIZIA & DISINFEZIONE



PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE

Dopo l'uso, seguire questi passaggi per pulire il termometro.

- 1 Rimuovere il nastro adesivo medico dal dispositivo.
- 2 Pulire ripetutamente la superficie del dispositivo con un panno pulito finché non ci sono residui o sporizia visibili.
- 3 Pulire i visibili del dispositivo con tamponi di alcol isopropilico al 70% o alcol etilico al 75% (non inclusi). Attendere qualche secondo o asciugare con aria.
- 4 Conservare sempre il dispositivo nel caricatore.

SPECIFICHE

Nome del prodotto	Smart Temp
Numero di modello	STP-MB01-1
Intervallo di misurazione	77-113 °F (25-45 °C)
Risoluzione del display	0,01 °F (±0,01 °C)
Precisione	0,09 °F (±0,05 °C)
Posizione di misurazione	Ascella
Dispositivi compatibili	Dispositivo iOS o Android con Bluetooth 4.0 e superiore
Portata di comunicazione	Fino a 15 piedi (fino a 5 metri) quando applicato all'ascella
Frequenza di trasmissione dati	Rilevazione della temperatura ogni 10 secondi
Tempo di risposta	Il termometro richiede fino a 5 minuti per raggiungere una lettura stabile
Accensione / Spegnimento	Pulsante a pellicola sottile
Sorgente di alimentazione	Batteria ricaricabile 3,7V/10mAh
Tempo di funzionamento	Fino a 3624 ore
Tempo di ricarica	Fino a 2,5 ore
Tempo di utilizzo continuo massimo consigliato	24 ore
Indicazione del livello della batteria	Indicatore della batteria e App
Indicazione dello stato	LED bicolore del caricatore
Dimensione	Lunghezza: 28,5 mm, Larghezza: 26,8 mm, Spessore: 3,52 mm
Peso	3,6 g
Resistenza all'acqua e alla polvere	IP67
Biocompatibilità	Nastro medico a doppia faccia
Requisiti di sicurezza	Non esplosivo, non infiammabile, non riscaldante
Standard	EN 12470-4, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-6, IEC60601-1-11, IEC / EN 62366, ISO 10993, ASTM E1112, ISO 80601-2-56, EN 62304
Standard / regolamenti radio ed EMC	Bluetooth 4.0, conforme a CE-R&TTE, FCC parte 15, SRRC, NCC LP0002, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica regolamentare Telec (2014/30/UE), RED 2014/53/UE
Ambiente di funzionamento e di conservazione	Funzionamento: 41113 °F (545 °C)/1595%RH (non condensante) Conservazione: -4131 °F (-2055 °C)/1595%RH (non condensante)
Durata di conservazione del prodotto	24 mesi

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Prima di utilizzare il termometro, leggere le seguenti informazioni. La mancata osservanza di queste avvertenze e precauzioni potrebbe comportare una misurazione inaccurata della temperatura, ritardi nel trattamento e danni al dispositivo.

- NON utilizzare il termometro per scopi diversi dalla misurazione della temperatura corporea umana.
- NON piegare eccessivamente, torcere, stringere o martellare il termometro.
- NON cercare di smontare o forare il termometro con strumenti appuntiti.
- NON collegare i punti di carica del termometro a materiali conduttori, un cortocircuito potrebbe danneggiare il dispositivo.
- NON immergere il termometro in acqua o disinfettante, evitare di indossarlo in vasca o sotto la doccia.
- NON ingoiare il termometro.
- La configurazione del dispositivo deve essere effettuata da adulti. Conservare il termometro in un luogo inaccessibile ai bambini di età inferiore a 5 anni.
- Evitare di avvicinarsi al fuoco, a fonti di calore e a radiazioni elettromagnetiche come microonde, onde radio, raggi X, radiazioni gamma e scanner CT.
- Se il nastro medico provoca irritazioni cutanee o reazioni allergiche persistenti, contattare il proprio medico.

PER UN'ESPERIENZA UTENTE OTTIMALE

- Seguire la PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE dopo l'uso.
- Applicare il termometro su pelle pulita e asciutta, preferibilmente nell'ascella.
- Tenere il braccio stretto al corpo per ridurre il tempo di stabilizzazione e migliorare l'accuratezza.
- L'esercizio fisico e il movimento possono causare una temperatura corporea instabile. Si consiglia di utilizzarlo in uno stato di riposo e durante il sonno.
- Il nastro medico è un consumabile monouso, si consiglia di sostituirlo quando l'adesività non migliora.
- Il sudore eccessivo e i peli influenzeranno l'adesione del nastro medico. Si consiglia di moderare la depilazione se necessario. Quando il sudore eccessivo influisce sull'adesione, asciugare l'ascella e sostituire con un nuovo nastro medico.
- Per prolungare la durata della batteria, si consiglia di caricare il termometro almeno una volta ogni 6 mesi.
- Per una migliore qualità di monitoraggio, tenere il dispositivo intelligente il più vicino possibile al termometro.
- Si consiglia agli utenti di aggiornare il sistema iOS e Android all'ultima versione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Impossibile connettere il termometro al dispositivo smart

Cause possibili	Soluzione
La funzione Bluetooth del dispositivo non è attivata	Assicurarsi che la funzione Bluetooth del dispositivo smart sia attivata e funzionante.
Il termometro potrebbe non essere acceso	Premere il pulsante per attivarlo e assicurarsi che l'indicatore della batteria lampeggi normalmente.
Batteria quasi scarica	• Quando l'indicatore della batteria lampeggia due volte in arancione in breve tempo e poi si spegne, il termometro ha una batteria molto scarica. Si prega di ricaricare completamente il termometro. • Se all'indicatore della batteria del termometro non viene visualizzato nulla, caricarlo per 30 minuti e premere il pulsante di accensione in modo appropriato. Contattarsi per ulteriori istruzioni se il problema persiste.
Associare il termometro alle impostazioni Bluetooth del dispositivo	Associare il termometro all'app scaricata dall'App Store o Google Play
Risoluzione dei problemi durante la procedura di associazione	• Avvicinare il dispositivo il più possibile al termometro. • Se il termometro è stato associato a un altro utente, riprovare dopo che il precedente utente ha rilasciato il termometro.
Il termometro potrebbe essere danneggiato	Se l'indicatore della batteria sul termometro non si accende o lampeggia, contattarsi.

Perdita di connessione durante il monitoraggio

Cause possibili	Soluzione
Fuori portata per una buona connessione	Spostare il dispositivo intelligente più vicino al termometro.
Ostacoli tra il termometro e il dispositivo intelligente	Verificare che non ci siano ostacoli conduttivi sulla superficie del termometro o tra il termometro e il dispositivo intelligente.
Posizione del termometro sul corpo	Verificare che la posizione del termometro sia conforme alle istruzioni presenti nella "GUIDA D'USO".
Batteria quasi scarica	Si prega di ricaricare completamente il termometro.

Il termometro non può essere ricaricato

(Il LED del caricatore rimane VERDE, ma l'indicatore di batteria mostra una batteria scarica)

Cause possibili	Soluzione
I pin di carica del caricatore non si allineano con i punti di carica del termometro.	Assicurarsi di allineare correttamente i contatti con i pin di carica.
La batteria è completamente scarica	Continuare a caricare per 30 minuti fino a quando il LED del caricatore passa dal VERDE all'ARANCIONE. Se il problema persiste, consultare le FAQ o contattarsi. NOTA: Per prolungare la durata della batteria, si consiglia di caricare il termometro almeno una volta ogni 6 mesi.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ ELETTRONICA (EMC)

Linee guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica

Test di immunità	Livello di test IEC60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Linee guida
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contatto ± 8 kV aria	Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	I pavimenti dovrebbero essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono coperti da materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno del 30%.
Campo magnetico a frequenza di rete (50/60 Hz) IEC61000-4-8	3 A/m	0,3 A/m	Il campo magnetico a frequenza di rete dovrebbe essere misurato nella posizione di installazione prevista per garantire che sia sufficientemente basso.
RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m da 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili devono essere utilizzate a una distanza di separazione consigliata, calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, e non devono avvicinarsi più di tanto a qualsiasi parte di Temp Pal™, compresi i cavi. Distanza di separazione consigliata. d = 1,2 √P d = 1,2 √P da 80 MHz a 800 MHz d = 2,3 √P da 800 MHz a 2,5 GHz Dove P è la potenza massima in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore, e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m). Le intensità di campo dai trasmettitori RF fissi, determinate da un'indagine elettromagnetica del sito, ¹ dovrebbero essere inferiori al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenza. ² Possono verificarsi interferenze nelle vicinanze di apparecchiature contrassegnate dal seguente simbolo: ⚡

Note 1 : A 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza superiore.
Note 2 : Queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

¹Le intensità di campo dai trasmettitori misti, come le stazioni base per telefoni radio (cellulari/senza fili) e radio mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV, non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi, dovrebbe essere presa in considerazione un'indagine elettromagnetica del sito. Se l'intensità di campo misurata nella posizione in cui viene utilizzato Temp Pal™ supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, Temp Pal™ dovrebbe essere osservato per verificare un funzionamento normale. Se si osserva un comportamento anomalo, potrebbero essere necessarie misure aggiuntive, come la ri-orientazione o la ricollocazione di Temp Pal™.

Linee guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica

Potenza massima di uscita nominale del trasmettitore W	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore		
	150 kHz - 80 MHz d = 1,2 √P	80 MHz - 800 MHz d = 1,2 √P	800 MHz - 2,5 GHz d = 2,3 √P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,36	0,36	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Per i trasmettitori con una potenza massima di uscita non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata di metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima di uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenze più elevata.
NOTA 2: Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per un anno dalla data di acquisto. Non copre danni o usura derivanti da incidenti, uso improprio, abuso, uso commerciale o regolazioni e riparazioni non autorizzate.

Si prega di rivolgersi al luogo di acquisto originale per tutte le restituzioni. Si prega di conservare lo scontrino originale in quanto potrebbe essere richiesta una copia come prova d'acquisto.

Per assistenza clienti, consultare le FAQ e contattare i nostri distributori locali. support@cuboai.com

AVVERTENZE

Qualsiasi modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente nell'operare questo dispositivo conformemente alle normative della FCC.

IC STATEMENT

ISED Canada CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference, and 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This radio transmitter (IC: 24118-YYSMV1) has been approved by ISED Canada. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (IC: 24118-YYSMV1) a été approuvé par ISDE Canada. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement:

- This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1 Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- 2 Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

NOTA

Questo apparecchio è stato testato e ritenuto conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative della FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verifichino interferenze. Se questo apparecchio causa effettivamente interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di cercare di correggere le interferenze mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio o televisivo esperto per ottenere assistenza.

ETICHETTE

El termómetro, la forma más inteligente de medir la temperatura

Algunos de los beneficios que ofrece este innovador termómetro son su reducido tamaño, flexibilidad, comodidad de uso, inteligencia, automatización, posibilidad de reutilizarse, precisión, etc. Sus innumerables funciones permiten medir la temperatura de la axila en tiempo real, de forma continua y a distancia mediante el Bluetooth del dispositivo inteligente.

QUÉ INCLUYE



DISEÑO DEL DISPOSITIVO



- Luz verde: Funcionamiento normal
- Luz naranja: Batería baja
- Sin luz: Apagado
- Luz naranja parpadeando dos veces: Batería demasiado baja / Apagándose

GUIDA ALLA RICARICA

LED del caricatore
● Luce verde — Pronto per la ricarica / Completamente carico
● Luce arancione — Ricarica in corso

LED del caricatore
● Luce verde — Pronto per la ricarica / Completamente carico
● Luce arancione — Ricarica in corso

1 Apri il caricatore e inserisci il termometro. I due punti di ricarica sono a contatto sicuro con i pin di ricarica.
2 Chiudi il caricatore e collega il cavo a un PC/a un adattatore AC-DC (non incluso).

INDICACIONES DE USO (USO PREVISTO)

Este termómetro es un dispositivo electrónico con batería diseñado para medir y controlar la temperatura axilar y enviar los resultados de forma inalámbrica. Este sistema se puede reutilizar y está destinado a controlar la temperatura axilar de personas mayores de dos años. Los datos que recoge no pretenden reemplazar los consejos, diagnósticos ni recomendaciones de un médico. Asimismo, se puede utilizar tanto en el hogar como en centros de atención sanitaria.

Cuenta con la aprobación de las autoridades reguladoras de cada región y se puede usar en bebés y niños menores de 2 años en Estados Unidos, Australia, Taiwán y Malasia.

AVISO LEGAL

Debido a la diversidad de condiciones fisiológicas, es posible que el dispositivo no funcione perfectamente en algunas personas. Este manual se ha redactado de acuerdo con la información disponible y su contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Los datos de temperatura que recoge el dispositivo no pretenden reemplazar los consejos, diagnósticos ni recomendaciones de un médico.


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Asegúrate de que el termómetro esté completamente cargado antes de utilizarlo.

- Descarga la aplicación desde la App Store o Play Store.
- Crea una cuenta e inicia sesión.
- Presiona el botón durante 1 segundo. La luz verde comenzará a parpadear. Esto significará que el termómetro está encendido.
- Sigue las instrucciones de la aplicación para vincular el termómetro. Una vez hecho esto, la aplicación se conectará automáticamente al termómetro mediante Bluetooth.

Nota: Asegúrate de tener activado el Bluetooth en el dispositivo inteligente.

- Limpia la zona de la axila y manténla seca. Coloca la cinta adhesiva en el lado del sensor del termómetro. Retira la axila y adhiera el termómetro a la axila.
- Nota: Para obtener unos resultados óptimos, deja caer el brazo de forma natural y coloca el termómetro cerca del borde superior de la axila con el botón hacia la parte posterior del cuerpo.
- Comienza a controlar la temperatura corporal desde la aplicación. Tardará unos 5-10 minutos aproximadamente en obtener una temperatura corporal estable.
- Después de utilizar el termómetro, presiona el botón durante 4 segundos para apagarlo y sigue las RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.



RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Tras utilizar el termómetro, sigue estos pasos para limpiarlo.

- Retira la cinta adhesiva del dispositivo.
- Limpia repetidamente la superficie con un paño hasta que no haya restos de suciedad visibles.
- Limpia la superficie del dispositivo con un trozo de algodón y alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico al 75 % (productos no incluidos). Espera unos segundos y déjalo secar al aire.
- Guarda siempre el dispositivo en el cargador.

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Sensor de temperatura inteligente
Modelo	STP-MB01-1
Rango de medición	25-45 °C (77-113 °F)
Resolución de pantalla	±0.01 °C (0.01 °F)
Precisión	±0.05 °C (0.09 °F)
Ubicación de medición	Axila
Dispositivos compatibles	Dispositivos iOS o Android con Bluetooth 4.0 o superior
Rango de comunicación	Hasta 5 metros (15 pies) cuando se coloca en la axila
Frecuencia de transmisión de datos	Detección de temperatura cada 10 segundos
Tiempo de respuesta	El termómetro tarda hasta 5 minutos en ofrecer una medición estable
Encendido / Apagado	Botón de encendido y apagado
Fuente de alimentación	Batería recargable 3.7 V / 10 mAh
Tiempo de funcionamiento	Hasta 24 horas
Tiempo de carga	Hasta 2.5 horas
Tiempo máximo de uso continuo recomendado	8-12 horas
Indicación del nivel de batería	Indicador de batería y aplicación
Indicación de estado	Luz LED de dos colores
Dimensiones	Largo: 28.5 mm; ancho: 26.8 mm; grosor: 3.52 mm
Peso	3.6 g
Resistencia al agua y al polvo	IP67
Biocompatibilidad	Cinta adhesiva médica de doble cara
Requisitos de seguridad	No explosivo, no inflamable, no produce calor
Normativas	EN 12470-4, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-6, IEC60601-1-11, IEC / EN 62366, ISO 10993, ASTM E1112, ISO 80601-2-56, EN 62304
Normativas / regulaciones de radio y CEM	Bluetooth 4.0, conforme a CE-R&TTE, FCC apartado 15, SRRC, NCC LP0002, directiva de compatibilidad electromagnética reglamentaria Telec (2014/30/UE), RED 2014/53/UE
Entorno de almacenamiento y almacenamiento	Almacenamiento: 545 °C (4113 °F)/1595°HR (sin condensación) Funcionamiento: -2055 °C (-4131 °F)/1595°HR (sin condensación)
Vida útil	24 meses

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Por favor, lee la siguiente información antes de utilizar el termómetro. Ignorar estas advertencias y precauciones puede dar lugar a mediciones inexactas, retrasos en el tratamiento y posibles daños en el dispositivo.

- NO utilices el termómetro con ningún otro propósito que no sea el de medir la temperatura corporal humana.
- NO dobles, tuerzas, aprietes ni golpees excesivamente el termómetro.
- NO intentes desmontar o perforar el termómetro con herramientas afiladas.
- NO conectes los puntos de carga del termómetro a materiales conductores, ya que los cortocircuitos pueden dañar el dispositivo.
- NO sumerjas el termómetro en agua o desinfectante y evita usarlo en la ducha o bañera.
- NO ingeriras el termómetro.
- Solo los adultos deben configurar el termómetro. Guárdalo en un lugar al que los menores de 5 años no puedan acceder.
- Evita acercar el dispositivo al fuego, fuentes de calor y radiación electromagnética, como microondas, ondas de radio, rayos X, radiación gamma y escáner CT.
- Si la cinta adhesiva provoca irritaciones o reacciones alérgicas persistentes en la piel, acude al médico de cabecera.

FÜR DAS BESTE BENUTZERERLEBNIS

- Befolgen Sie sich nach der Verwendung der REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSPROZESS.
- Befestigen Sie das Thermometer an sauberer und trockener Haut, idealerweise in der Achselhöhle.
- Halten Sie den Arm eng am Körper, um die Stabilisierungszeit und Genauigkeit zu verkürzen.
- Bewegung und körperliche Aktivität können zu einer instabilen Körpertemperatur führen. Es wird empfohlen, es im Ruhezustand und während des Schlafes zu verwenden.
- Das medizinische Klebeband ist ein Einwegverbrauchsmaterial, das empfohlen wird, es auszutauschen, wenn die Klebrigkeit nicht verbessert wird.
- Übermäßiges Schwitzen und Haarwuchs beeinträchtigen die Haftung des medizinischen Klebebands. Es wird empfohlen, gegebenenfalls eine moderate Haarentfernung vorzunehmen. Wenn übermäßiges Schwitzen die Haftung beeinträchtigt, trocknen Sie die Achselhöhle und ersetzen Sie das Klebeband.
- Um die Batterielebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, das Thermometer mindestens einmal alle 6 Monate aufzuladen.
- Für die beste Überwachungsqualität halten Sie das Smart Device so nah wie möglich am Thermometer.
- Es wird empfohlen, dass Benutzer das iOS- und Android-System auf die neueste Version aktualisieren.

Fehlerbehebung

Kann das Thermometer nicht mit dem Smart-Gerät verbinden

Mögliche Ursachen	Lösung
Bluetooth-Funktion auf dem Gerät ist nicht eingeschaltet	Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem Smart-Gerät aktiviert und funktioniert.
Das Thermometer ist möglicherweise nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Taste, um es zu aktivieren, und stellen Sie sicher, dass die Batterieanzeige normal blinkt.
Der Akku ist fast leer	<ul style="list-style-type: none">• Wenn die Batterieanzeige zweimal kurz hintereinander orange blinkt und dann das Gerät ausgeschaltet wird, ist das Thermometer sehr schwach. Bitte laden Sie das Thermometer vollständig auf.• Wenn keine Batterieanzeige auf dem Thermometer angezeigt wird, laden Sie es bitte 30 Minuten lang auf und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste entsprechend. Kontaktieren Sie uns für weitere Anweisungen, falls dies immer noch nicht gelingt.
Binden Sie das Thermometer mit den Bluetooth-Einstellungen des Geräts	Binden Sie das Thermometer mit der heruntergeladenen App aus dem App Store oder Google Play.
Fehlerbehebung beim Verbindungsprozess	<ul style="list-style-type: none">• Bewegen Sie das Gerät näher an das Thermometer heran.• Wenn das Thermometer bereits mit einem anderen Benutzer verbunden wurde, versuchen Sie es erneut, nachdem der vorherige Benutzer das Thermometer freigegeben hat.
Das Thermometer könnte beschädigt sein	Wenn die Batterieanzeige auf dem Thermometer nicht leuchtet oder blinkt, kontaktieren Sie uns.

Verlust der Verbindung während der Überwachung

Mögliche Ursachen	Lösung
Außerhalb der Reichweite für eine gute Verbindung.	Bewegen Sie das Smart-Gerät näher an das Thermometer.
Hindernisse zwischen Thermometer und Smart-Gerät	Überprüfen Sie, ob es keine leitenden Hindernisse auf der Oberfläche des Thermometers oder zwischen dem Thermometer und dem Smart-Gerät gibt.
Position des Thermometers am Körper	Überprüfen Sie, ob die Position des Thermometers gemäß der Anleitung im "BETRIEBSLEITFADEN" korrekt ist.
Batterie fast leer	Bitte laden Sie das Thermometer vollständig auf.

Das Thermometer kann nicht aufgeladen werden

(Die Ladegeräte-LED bleibt GRÜN, aber die Batterieanzeige zeigt eine niedrige Batterie)

Mögliche Ursachen	Mögliche Ursachen
Die Ladkontakte des Ladegeräts stimmen nicht mit den Ladeanschlüssen des Thermometers überein.	Stellen Sie sicher, dass die Kontakte korrekt ausgerichtet sind.
Die Batterie ist tiefentladen	Laden Sie das Thermometer weitere 30 Minuten auf, bis die Ladegeräte-LED von GRÜN auf ORANGE wechselt. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie bitte die FAQ oder kontaktieren Sie uns. HINWEIS: Um die Batterielebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, das Thermometer mindestens alle 6 Monate aufzuladen.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV) - TABELLE

Leitlinien und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Immunität

Immunitätstest	IEC60601-Prüfniveau	Konformitätsniveau	Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien
	≥ 6 kV Kontakt ≥ 8 kV Luft	Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	Der Boden sollte aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn der Boden mit synthetischem Material bedeckt ist, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30% betragen.
Magnetfeld der Netzspannung (50/60 Hz) IEC61000-4-8	3 A/m	0,3 A/m	Das Magnetfeld der Netzspannung sollte an dem vorgesehenen Installationsort gemessen werden, um sicherzustellen, dass es ausreichend niedrig ist.
Abgestrahlte Hochfrequenz (RF) IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V/m	Tragbare und mobile Funkkommunikationsgeräte sollten sich nicht näher als der empfohlene Abstand, der mit der Gleichung für die Frequenz des Senders berechnet wird, an irgendeinem Teil von Temp Pal™, einschließlich Kabeln, befinden. Empfohlener Abstand: d = 1,2 √P d = 1,2 √P 80 MHz bis 800 MHz d = 2,3 √P 800 MHz bis 2,5 GHz Dabei ist P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Herstellerherstellers und d ist der empfohlene Abstand in Metern (m). Die Feldstärken von festen HF-Sendern, wie sie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt werden, sollten niedriger sein als der Konformitätspegel in jedem Frequenzbereich. Es kann in der Nähe von Geräten, die mit folgendem Symbol gekennzeichnet sind, zu Störungen kommen:

Anmerkung 1 : Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
Anmerkung 2 : Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.

Die Feldstärken von gemischten Sendern wie Basisstationen für Funktelefone (Mobil-/Schmurteltelefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und TV-Rundfunk können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Zur Beurteilung der elektromagnetischen Umgebung aufgrund von festen HF-Sendern sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem Temp Pal™ verwendet wird, den anwendbaren RF-Konformitätspegel überschreitet, sollte Temp Pal™ beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung festgestellt wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie beispielsweise die Neuausrichtung oder Verlegung von Temp Pal™.

Leitfaden und Herstellererklärung - Elektromagnetische Unverträglichkeit

Bewertete maximale Ausgangsleistung des Senders W	Abstand gemäß Senderfrequenz		
	150 kHz bis 80 MHz d = 1,2 √P	80 MHz bis 800 MHz d = 1,2 √P	800 MHz bis 2,5 GHz d = 2,3 √P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,36	0,36	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Für Sender mit einer maximalen Ausgangsleistung, die nicht oben aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennungsabstand d in Metern (m) mithilfe der Gleichung, die auf die Frequenz des Senders anwendbar ist, abgeschätzt werden, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Herstellerherstellers ist.

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.
HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen beeinflusst.

GARANTIE

Das Produkt ist ab dem Kaufdatum ein Jahr lang garantiert. Es deckt keine Schäden oder Abnutzung durch Unfälle, Missbrauch, gewerblichen Gebrauch oder unbefugte Anpassungen und Reparaturen ab.

Bitte senden Sie alle Rücksendungen an den Ort des ursprünglichen Kaufs. Bitte behalten Sie den Originalbeleg auf, da Sie möglicherweise gebeten werden, eine Kopie als Kaufnachweis vorzulegen.

Für weitere Informationen finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ) und kontaktieren Sie unsere lokalen Vertriebspartner.
support@cuboi.com

WARNHINWEISE

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts gemäß den FCC-Vorschriften ungültig machen.

IC STATEMENT

ISED Canada CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) This device complies with ISDE Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference, and 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This radio transmitter (IC: 24118-YYSMV1) has been approved by ISDE Canada. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (IC: 24118-YYSMV1) a été approuvé par ISDE Canada. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement:
• This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
• The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.
• This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Betriebsweise verursachen können.

HINWEISE

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohninstallation bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abgeben und bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu schädlichen Störungen im Funkverkehr führen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Interferenzen mit dem Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer dazu ermutigt, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder ersetzen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die an einem anderen Stromkreis als der des Empfängers liegt.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

ETIKETTEN

